

**UOMO****URSEC®****DONNA****URINALE CON ANTIRIFLUSSO, MTQUICK® E DEFLETTORE**  
**L'UNICO SENZA COPERCHIO NÉ CAPPUCCIO CHE ANCHE CAPOVOLTO TRATTIENE IL CONTENUTO SINO A 1 LITRO****PERCHÉ SCEGLIERE L'URINALE URSEC?**

- ➔ **SICUREZZA ASSOLUTA:** Antiriflusso avvitato, nessuna apertura accidentale. Facile pulizia.
- ➔ **PRATICO:** né cappucci né coperchi imbrattati e ingombranti da togliere! Immediatamente utilizzabile.
- ➔ **CORPO TRASPARENTE DI URSEC:** controllo visivo immediato (pulizia, livello, aspetto del contenuto).
- ➔ **EFFICACE AL 100%:** trattiene sino a 1 litro senza perdite in qualsiasi posizione, anche capovolto.
- ➔ **SENZA CAPPUCCIO NÉ COPERCHIO:** nessun isolamento di urina né apertura maleodorante.
- ➔ **FABBRICATO IN POLIPROPILENE MORBIDO, IPOALLERGICO, STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE E RIUTILIZZABILE.**

**VANTAGGI PER IL PAZIENTE ALLETTATO**


- Durante il sonno, non importa se URSEC si capovolge nel letto: con l'ANTIRIFLUSSO le lenzuola rimangono asciutte.
- URSEC può essere maneggiato senza rischi, anche al buio. Lo svuotamento si effettua grazie al MTQUICK® con il collo per versare.
- Per otturare il MTQUICK, usare o il tappo standard a vite o il tappo di sicurezza (consegnato con 2 tappi).
- La capacità utile è di 1 litro. Con URSEC a disposizione a letto, si può dormire in piena tranquillità.
- Il manico ergonomico staccabile, per impugnare URSEC ancora più facilmente, è molto apprezzato dagli utenti.

**VANTAGGI PER L'ISTITUTO DI CURA**

- **SICUREZZA:** grazie all'ANTIRIFLUSSO, URSEC non può disperdere il suo contenuto neppure capovolto e senza coperchio.
- Evita biancheria sporca da cambiare (e formazione di piaghe). Impedisce ai microbi di diffondersi e diminuisce i rischi di infezioni nosocomiali. Comporta risparmi di lavaggio e disinfezione. URSEC è riutilizzabile.
- La notte, URSEC rimane senza pericolo nel letto, a disposizione dei pazienti invalidi che non sono quindi costretti a chiamare.
- Otturato al 96%, URSEC non emana praticamente nessun odore. Il suo uso è silenzioso.
- Il design di URSEC è gradevole. Essendo graduati, due URSEC sostituiscono il vaso per 24 ore ed evitano trasferimenti maleodoranti.
- Sono lavabili (candeggina o disinfettante) con o senza lavacatini e sono sterilizzabili in autoclave a 130° C.
- Il collo del MTQUICK® permette di orientare lo svuotamento in modo pulito senza che siano emanati gli odori interni.
- 3 lavaggi di lenzuola, pigiami e coperte, evitati grazie a URSEC, sono già sufficienti per ripagare del prezzo d'acquisto! Inoltre si guadagna tempo e si evitano molti cambi e lavaggi.

**URSEC: LA GARANZIA DELLA PULIZIA****MIGLIORANDO L'IGIENE DEGLI ISTITUTI DI CURA, URSEC CONTRIBUISCE AL LORO ACCREDITAMENTO****USO**

URSEC VA PULITO PRIMA E DOPO L'USO.  
URSEC viene utilizzato appoggiato sul letto o mantenuto lievemente inclinato. Deve sempre essere utilizzato con il cono antiriflusso verde avvitato. Deve essere svuotato prima che il liquido raggiunga la tacca che indica 1 litro. Il polipropilene di URSEC non ingiallisce, l'urina non vi aderisce. Basta con gli urinali opachi dal colore ormai incerto. Una volta sciacquato URSEC ritorna chiaro!

**URSEC + TULIPANO = URSEC DONNA**

Aria fresca

**Svuotamento preciso, orientato grazie al collo del MTQUICK****PULIZIA - STERILIZZAZIONE****URSEC femminile:**

sfilare il Tulipano staccabile.

**Per entrambi i modelli:**

Svitare l'ANTIRIFLUSSO e il MTQUICK®


Sciacquare il tutto con acqua fredda e

candeggina o disinfettante, con o senza lavacatini.

Sterilizzabile in autoclave a 130°C

(senza tappo di sicurezza) o il tutto con ossido di etilene.

Riavvitare l'ANTIRIFLUSSO e il MTQUICK

**Manico staccabile****URSEC DA UOMO****3 "INCIDENTI" EVITATI... E URSEC RIPAGA DEL PREZZO D'ACQUISTO: ALL'USO È IL MENO CARO!**

- 3 cambi di lenzuola, pigiama e coperte "evitati" grazie all'URSEC bastano già per ripagare del prezzo d'acquisto! Poi i risparmi continuano con in premio l'igiene. All'ospedale, in clinica, alla casa di riposo, al proprio domicilio, utilizzare URSEC vuol dire diminuire le spese di disinfezione e mettere a suo agio il paziente allettato.
- Proprio perché URSEC è sicuro e comodo per i pazienti allettati, perché l'igiene è migliorata ed il lavoro del personale semplificato, gli ospedali pubblici o le cliniche private che desiderano risparmiare comprano URSEC.